

LA SICUREZZA È PIÙ DI UNA SCELTA

MASCHERINE PROTETTIVE

Istruzioni per l'uso

- 1** Prima di indossare la mascherina lavati accuratamente le mani con sapone o gel igienizzante



- 2** Evita di toccare la mascherina: maneggiala usando i lacci. Nel caso di utilizzo dei guanti, rimuovi prima i guanti



- 3** Posiziona la mascherina con cura per coprire sia bocca sia naso



- 4** Sostituisci la mascherina se è umida



- 5** Getta le mascherine monouso dopo ogni utilizzo all'interno di un contenitore di rifiuti indifferenziati



- 6** Dopo la rimozione della mascherina lavati accuratamente le mani con sapone o gel igienizzante

